

FICHE TECHNIQUE



CARRÉS DE SOINS AIR-LAID

SENI CARE



I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Carrés de soins jetables air-laid. Recommandés lors de tous les actes de soins. Doux pour la peau et agréables au toucher, tout en restant particulièrement absorbants et résistants à la déchirure. Convenables pour utilisation avec de l'eau et sans eau.

II. MATIÈRES PREMIÈRES

Bande absorbante.

III. DIMENSIONS

	Longueur totale [mm]	Largeur totale [mm]	Longueur du produit plié [mm]	Largeur du produit plié [mm]
Carrés de soin air-laid	360±5	320±5	180±3	160±2

IV. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

	Poids [g]
Carrés de soin air-laid	6,3±0,6

V. CONDITIONNEMENT

Taille	Référence	Qté de pièces / sachet	Qté de sachets / carton	Qté de cartons / palette	Type d'emballage de transport
Carrés de soin air-laid	SE-981-SC30-001	30	24	30	carton

La palette EUR EPAL avec la marchandise est protégée, sur toute sa hauteur, par une housse plastique rétractable ainsi que par une coiffe en plastique en haut et en bas de la palette.


VI. CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

Les carrés de soins doivent être stockés dans leurs emballages d'origine, dans un local sec et bien aéré, à la température entre 5 °C et 35 °C et l'humidité entre 25% et 75%. Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film pour éviter tout contact avec la poussière et autres impuretés ou odeurs.

VII. AUTRES

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Élaboré par : Piotr Przytarski, Technologue



Validé par : Tomasz Przybylski, Directeur de la production et du développement du Groupe TZMO

DYREKTOR
d/s Produkcji i Rozwoju
Technologii Grupy TZMO

Tomasz Przybylski

Date de rédaction du document : le 21.07.2016
